



Humazona

Výrobca: Humares

Prístroj Humazona je zariadenie určené pre všetky typy aplikácií ozónoterpie v lekárskej praxi.

- LED displej
- Generátor ozónu: Koncentrácia ozónu nastaviteľná v rozmedzí 0 až 70 mikrogramov/ml
- Prietok: 300 l/min
- Nasávanie: 2 l/min
- Rozmery 28×30×12 cm
- Váha 3,80 kg

Prístroj je dodávaný vrátane spotrebného materiálu pre všetky typy aplikácií ozónom (ca 10 ošetrení).



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991