

VisionAire



Výrobca: weinmann

Kompaktný kyslíkový koncentrátor 5l/min

- Ľahší, tichší a efektívnejší
- Bezúdržbové jednotky VisionAire
- Moderný štýl dopĺňa akýkoľvek interiér
- Bezpečne "tichá" prevádzka
- Ponúka skvelý výkon prostredníctvom energetickej účinnosti
- VisionAire pre systémy non-delivery

Technická špecifikácia

- Kyslíkový koncentrátor: 1-5 litrov za min. pri koncentrácii 93% $\pm$ 3% (Pri teplote 21°C na hladine mora)
- Rozmery: V 52,8 cm, Š 35,8 cm, H 29,2 cm
- Hmotnosť: 13,6 kg; brutto hmotnosť - 16,7 kg
- Elektrické ukazovatele:
 - 115 VAC, 60 Hz, 3 A, 290 W
 - 220-240 VAC, 50 Hz, 1,5 A, 290 W
 - 230 VAC, 60 Hz, 1,5 A, 290 W
- Hladina zvuku: 40 dBA
- Alarmy:
 - Výpadok prúdu
 - Vysoký a nízky tlak
 - Vysoká teplota
 - Nízka koncentrácia kyslíka (s voľbou kyslíkového monitora)
- Relatívna vlhkosť: až do 95 % (nekondenzujúca)
- Medzinárodné schválenia: CE 0459; AirSep je certifikovaný podľa ISO 9001:2000
- Údaje pre objednanie: AS098 - 5; VisionAire kyslíkový koncentrátor s kyslíkovým monitorom (220-240 V, 50 Hz jednotka)

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 - 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991