

euca TAX Stent





Výrobca: Eucatech

euca TAX - elučný stent s Paclitaxelom

Hlavné prednosti dizajnu povrchu

- 100 % rozpustenie Paclitaxelu vďaka vstrebateľnej forme
- Po kompletnom rozpade polyméru nezostane žiaden liek
- Čas uvoľnenia: 8 – 10 týždňov
- Spôsob krytia umožňuje kontrolované dávkovanie lieku
- Bezzápalový efekt polymérovej formy vďaka klinicky osvedčenému Poly (D,L-Lactid-co-Glycolid) (PLGA 50/50)
- Dlhodobá ochrana stentu pomocou Camouflage pokrytia



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991