



CC Flex Stent



Výrobca: Eucatech

CC Flex – PTCA Chrómkobaltový stentový systém pre 0,014" vodič

- Typ dizajna: Vyrezávaná trubka, otvorená bunková štruktúra s 3 spojeniami na kruhový segment
- Detail dizajnu: 9 Zig-zag elementov
- Materiál: Chrómkobalt
- Škála roztiahnutia: 2.25 – 4.0 mm
- Hrúbka konštrukcie: 0.0027" (69 µm)
- Šírka konštrukcie (Hlavný segment): 0.0030" (76 µm)
- Šírka konštrukcie (Prepojenie): 0.0026" (66 µm)
- Skrátenie: < 2 %
- Spätný účinok: < 5 %
- Kovové pokrytie: ~ 25 %
- Pozdĺžna ohybnosť: excelentná
- Profil prierezu: 0,036" (0,92mm)
- Vodiaci katéter: 5 F
- Využitelná dĺžka katétra: 138 cm
- Dĺžka priesvitu pre vodič: 27 cm
- Materiál:
 - Balón: zmes polyamidov
 - Distálny profil: polyamidová hadička
 - Proximálny profil: oceľová trubka s PTFE pokrytím
- Veľkosť drieku: proximálna / distálna: 1,9F / 2,5 – 2,9 podľa veľkosti balóna

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991