


euca PWS Stent



Výrobca: Eucatech

euca PWS - PTA Stentový systém(OTW) 0.035" vodič

- Veľkosť stentu: 4,0 – 8,0 mm
- Dĺžka stentu: 18 – 28 – 38 – 58 – 78 mm
- Dizajn: otvorená bunková štruktúra, s 3 spojeniami na kruhový segment
- Materiál: 316 LVM
- Rozťahnutie: 4.0 – 8.0 mm
- Hrúbka konštrukcie: 0.0063" / 160 µm
- Šírka konštrukcie (Hlavný segment): 0.0045" / 115 µm
- Šírka konštrukcie (Prepojenie): 0.0035" / 90 µm
- Skrútenie: < 3 %
- Spätný účinok: < 4 %
- Kovové pokrytie: ~ 15 %



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991