

Zavádzače



Výrobca: Lifetech Scientific


SteerEase zavádzač



SteerEase zavádzač je určený na zavedenie a implantáciu všetkých typov Lifetech okluderov do požadovaného miesta. SteerEase zavádzače sú dostupné v dvoch rôznych zakriveniach- 45 stupňovom a 180 stupňovom. Pri vstupe do SteerEase zavádzača sa nachádza hemostatická chlopňa, ktorá zabraňuje výtoku krvi počas katetrizačného výkonu.

Fustar zavádzač s možnosťou manuálneho ohybu distálneho konca

FuStar zavádzač je určený na perkutánno vaskulárne intervenčné zákroky. FuStar poskytuje vstup pre zavedenie a vyňatie intervenčných produktov ako sú napríklad oklúzor, balón, vena cava filter, stent, diagnostický a vodiaci katéter ako aj iné produkty. Ďalej poskytuje vstup pre zavedenie roztokov a látok pre diagnostiku a intervenciu. Unikátnosťou produktu je páčkou riadený ohyb distálneho konca od 0stupňov až po 180 stupňový ohyb.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991