

Mphi



Výrobca: asa

- Odnímateľný viac diódový ergonómoický aplikátor
- Priemer žiariča 2 cm
- vlnové dĺžky 808 nm a 905 nm
- Podsvietený grafický dotykový displej
- Výkon až do 1100 mW
- 24 prednastavených parametrov pre psov a mačky
- 30 prednastavených parametrov pre kone
- Možnosť editovať parametre zvoleného programu
- Možnosť modulovania CPW a FW parametrov
- čas liečby nastaviteľný od 1" to 99'59" v 1" krokoch
- Pulzná frekvencia od 1 do 2.000 Hz alebo CW
- Nastavenie výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
- Variabilný alebo fixný pracovný cyklus (duty cyklus)
- 2 nezávislé kanály s možnosťou rozšíriť o ďalší laserový aplikátor Charlie
- batéria
- 2x laserové okuliare

Rozmery a váha

36x28x10,5 cm; 2,5 kg

Napájanie

115/230V 50-60 Hz 40VA



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991