

PMT QS Manual




Výrobca: asa

Unikátne magnetoterapeutické zariadenie najvyššej kvality

- 3 nezávislé kanály so 6 výstupmi na pripojenie až 6 solenoidov
- Systém je kontrolovaný mikroprocesorom.
- Užívateľsky editovateľné parametre ktoré sa zobrazujú na displeji
- Vyžarovaná frekvencia v rozmedzí 0,5 až 100 Hz
- Intenzita magnetického poľa v rozmedzí 5% až 100% v 5% krokoch
- Čas liečby 1-99 minút alebo nepretržite

Zariadenie je dodávané s:

- Základná jednotka PMT QS generátor
- Vozík
- 2x flexa aplikátor
- Lôžko s manuálnym posuvom valca 80 cm



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991