

Prenosný koncentrátor kyslíka FOCUS



Výrobca: AirSep

FOCUS - koncentrátor kyslíka

NOVINKA!

Požičovňa mobilných kyslíkových koncentrátorov

Využite možnosť prenájmu zdravotníckych pomôcok a prístrojov a uľahčíte rekonvalescenciu sebe alebo svojim blízkym.

Ideálny partner pre domácu oxygenoterapiu – Najmenší prenosný oxygenerátor na trhu. Pre svoju veľkosť a váhu - iba 0,8 kg o ňom vôbec neviete. Ideálne riešenie pre Vaše prechádzky, výlety a cestu automobilom.

Najmenší a najľahší na svete, variabilná doba prenájmu, podľa potreby, v domácnosti klienta.

Všetko príslušenstvo, jednoduchá obsluha koncentrátoru, vrátane sady spotrebného materiálu len pre Vás, až k Vám domov. Bez čakania a schvaľovania, už zajtra môžete využívať blahodárne účinky oxygenoterapie kdekoľvek potrebujete.

Univerzálny zdroj, ktorý je súčasťou dodávky s prístroja, Vám umožní používať prístroj kdekoľvek a to pomocou štandardného AC adaptéra, DC adaptéra do auta alebo pomocou nabíjateľných batérií.

Info linka: 0911 751 056

Viac informácií na stránke:




Tento kyslíkový koncentrátor je najminiatúrnejšie, pohodlné zdravotnícke zariadenie pre spoľahlivú tvorbu kyslíka na svete. Tento prenosný koncentrátor kyslíka je dodávaný s pohodlným pásom, ramenným popruhom, takže môžete zariadenie ľahko nosiť okolo pása alebo cez rameno. Všetko vybavenie sa ľahko umiestni do prenosnej tašky. Je možné si tiež zaobstarat prídavný pás AirBelt s externou batériou, ktorá zvýši prevádzku prístroja až o 4 hodiny navyše.

Špecifikácia :

- Koncentrácia kyslíka : * 1-2 litre za minútu - až 90 % +5.5 / -3 %
- Nastavenie: pulzné nastavenie zodpovedá 2l./min
- Rozmery 16.4 cm výška x 12.2 cm šírka x 6.1 cm hĺbka
- Váha : zariadenia: 0.8 kg, 1 batéria : 0.2 kg (súčasťou sú 2 batérie), AirBelt : 0.8 kg (voliteľný prídavný pás)
- Napájanie : univerzálny AC adaptér 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, adaptér DC : 11 - 16 V, nabíjateľná lítium batéria
- Výdrž batérie : 3 hodiny (1.5 hodiny na 1 batériu - 2 batérie sú súčasťou)
- Nabíjací čas batérie : 4 hodiny, voliteľný AirBelt : 4 hodiny
- Životnosť batérie : Približne 300 cyklov nabitia, potom klesá kapacita batérie na 80 % a menej
- Štartovací čas prístroja : 2 minúty
- Zvukové upozornenia a vizuálna signalizácia : štartovanie prístroja, pulzný prúd, odpojená kanyla, úroveň dýchania, slabá batéria, stav nabitia batérie, vysoký a nízky tlak, vysoká teplota, poruchy prístroja
- Teploty : Operačná teplota : 5 ° C až 40 ° C.

Štandardná dodávka:

- Prístroj Focus
- 2ks akumulátorov



- Napájací a nabíjací adaptér 100-240V AC 50/60Hz, autozapaľovač 11 - 16V DC
- Ochranné púzdra a pripevňovacie pásy

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991