

Požičovňa CPAP prístrojov



Výrobca: weinmann

CPAP zariadenie značky Weinmann, ktoré poskytuje efektívnu terapiu a je navrhnuté s ohľadom na jednoduché používanie a údržbu.

Únava, malátnosť? Poruchy spánku a chrápanie, či problémy s koncentráciou a pamäťou?

Tieto sú symptómy, sú dôsledkom spánkových porúch dýchania a následného nedokysličenia organizmu.

Neviete ako to riešiť?

Obráťte sa na nás – radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Info linka: 0911 819 756

Využite poradenstvo a možnosť prenájmu prístrojov na pretlakovú terapiu spánkového apnoe a respiračnej nedostatočnosti bez čakania a zdĺhavého schvaľovania.

- Prístroj môžete využívať ihneď po diagnostikovaní v spánkovom laboratóriu.
- Bez čakania a schvaľovania zdravotnou poisťovňou.
- Už zajtra môžete využívať efekty terapie v pohodlí domova.
- Kompletné príslušenstvo – masky na mieru, jednoduchá obsluha.
- Individuálny prístup.
- Variabilná doba prenájmu, podľa potreby klienta

Jednoduchá obsluha

- jednoduché ovládanie pomocou 3 tlačidiel
- bezproblémové čistenie
- tichá prevádzka
- nízka hmotnosť 1.25 kg
- konštantný tlak

Funkcie

- Softstart funkcia (5 až 30 minút)
- dvojstupňový filtračný systém
- automatická kompenzácia nadmorskej výšky
- možnosť mobilného použitia s voliteľným DC adaptérom pre 12V alebo 24V prevádzku, aj so zvlhčovačom

Zvlhčovač CLICK 2

- jednoduché pripojenie k zariadeniu
- objem vody 280ml
- 6 úrovní nastavenia zvlhčovania
- jednoduché čistenie

Masky Joyce

Komfortné masky rodiny JOYCE dodáme na mieru pre spánkovú terapiu a ventiláciu ku každému prenájatému prístroju.





© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991