

Combi 200



Výrobca: Gymna

Kombinovaný prístroj COMBI 200 pre elektroterapiu a UZV (200300397)

Elektroterapeutický a ultrazvukový prístroj.

Terapie:

Elektroterapia, 2 a 4 pólová, 2 kanály s možnosťou samostatne nastaviteľnej intenzity Ultrazvuková terapia

Simultánna terapia (2 rozdielne indikácie liečené simultánne pomocou elektro a ultrazvukovej terapie)

Kombinovaná terapia (liečba jednej indikácie pomocou kombinácie elektro a ultrazvukovej terapie)

Prúdy:

21 prúdov (dyadinamické, TENS, stimulačné, interferenčné (2 a 4 pólové, dvoj-pólové vektorové pole)

Diagnosticke programy

Ionoforéza

CC a CV mód

Ultrazvuk:

Multifrekvenčná hlavica (1 a 3 MHz), 4 cm²

Kontinuálny a pulzný mód

Funkcie:

Ciele a indikačný zoznam (58 protokolov, elektroterapia, ultrazvuk a kombinovaná terapia)

Voliteľné príslušenstvo

- 200117122
UZV hlavica pre COMBI 200 a PULSON 200, 1 a 3 MHz 4cm²
- 200117123
UZV hlavica pre COMBI 200 a PULSON 200, 1 a 3 MHz 1cm²
- 25000657
Viskóza navliekacia pre elektródu 4x6
- 25000658
Viskóza navliekacia pre elektródu 6 x 8 cm
- 25000659
Viskóza navliekacia pre elektródu 8x12
- 25000689
Sieťová šnúra
- 25007348
Vaginálna sonda stimulačná
- 25007349
Análna sonda stimulačná
- 25007858
Samolepiace adhezívne elektródy 3,8 x 5 cm (sada 4ks)
- 25007860
Samolepiace adhezívne elektródy 5 x 10 cm (sada 4ks)
- 25008919
Testovací a prepojovací adaptér 2x4 mm samička
- 25008934
Elastický fixovací pás 5 x 30 cm
- 25008935



- Elastický fixovací pás 5 x 60 cm
- 25008936
- Elastický fixovací pás 5 x 120 cm
- 25009943
- Stimulačná elektróda s viskózou 15 mm
- 25009958
- Gumová elektróda 4 x 6 cm
- 25009959
- Gumová elektróda 6 x 8 cm / GYMNA
- 25009960
- Gumová elektróda 8 x 12 cm / GYMNA
- 250108725
- Elektródový kábel špirálový s dvoma koncovkami
- 250113334
- Adaptér 4>2 mm na samolep. elektródy
- 250115790
- Adaptér 6>3 DIN VAG/ANAL sonda
- 250117129
- Návod na použitie pre COMBI 200 fotky pre uloženie elektród
- 250117210
- Prístrojový vozík MOBIL 700 (bledošedý)
- 250117215
- Držiak na fľaše k vozíku MOBIL 700
- 250117220
- Extra polica so zásuvkou k vozíku MOBIL 700
- 25012166
- Rektálna sonda stimulačná
- 3004030
- Kontaktný gél, fľaša 250 ml
- 3004031
- Kontaktný gél ekonomické balenie 5 l kanister

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991