

# Myo 200



## Výrobca:

Myo 200 je kombinované zariadenie Duo200 s feedback modulom ktorý môže byť použitý samostatne, alebo v spojení s PC.

Jeho mnohostrannosť a funkčnosť robí zariadenie vhodné pre všetky druhy precvičovania a relaxačných terapií, vrátane panvového dna (problémy s inkontinenciou, športová rehabilitácia, hemiplégia, hypertónia, hypotónia, torticollis atď. )

## 1. Elektroterapia:

- 2-kanálový elektroterapeutický prístroj
- **Terapie:**  
Elektroterapia, 2- a 4-pólová, 2 kanály s možnosťou samostatne nastaviteľnej intenzity
- **Prúdy:**  
25 prúdov (diadynamické, TENS, stimulačné, interferenčné (2- a 4- pólové, dvoj-pólové vektorové pole)
- Diagnostické programy
- Ionoforéza
- CC a CV mód

## 2. Feedback:

- 2 kanálový EMG feedback
- Kompletný sortiment sond
- Tlakový feedback
- Jeden kanál tlakový feedback v mmHg

© EGAMED 2012

### EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991