

DIMAP V Arduino



Výrobca:

- 4 samostatné výstupy A,B,C,D
- Veľký farebný dotykový displej
- Pamäťový režim individuálny/spoločný
- Komunikácia s PC (Win 10)
- Farebný návod s ilustráciami
- Zabudovaný indikačný zoznam
- Frekvenčný rozsah 2-200Hz, Pulzná vlna
- Voliteľný jazyk: čeština, angličtina, francúzština
- Komunikačný modul je možné objednať ako opciiu

Klinické aplikátory

A1H

- Plochý univerzálny kruh (disk)
- Priemer 22cm, hrúbka 3cm
- Použitie: miestna aplikácia v oblasti ruky, zápästia, lakťa , bedra, päty, hlavy...

A2Hu

- Dvojcievkový ohybný aplikátor
- Príslušenstvo: fixačný pásik PF (súčasť balenia)
- Použitie: oblasť ramenných kĺbov, kolien, bedier, ladvín
- Rozmery: 27x67x3cm

A3H

- Lôžkový štvorcievkový aplikátor s podhlavníkom
- Použitie: oblasť chrbice a zadku
- Rozmery: 98x42x4cm

S1H60

- Solenoid valec s priemerom 60cm
- Použitie: horná polovica tela, bedrá, celotelový
- Aplikácie sa vykonávajú v ľahu na lôžku zasunutím solenoidu na pacienta cez dolné končatiny

S2H30

- Solenoid valec s priemerom 30cm
- Použitie: oblasť horných a dolných končatín, kĺby, vhodný tiež ako detský celotelový
- Aplikácie sa vykonávajú v sede alebo v ľahu zasunutím končatiny pacienta do aplikátoru

A2H3D


- Trojdielna deka
- Príslušenstvo: fixačný pásik PF (súčasť balenia)
- Použitie: hlbšie aplikačné účinky v oblasti bedier a ladvín
- Lacnejšia varianta S1H60 aplikátoru
- Rozmery: 34x75x3cm

S1H70

- Solenoid valec s priemerom 70cm
- Použitie: celotelový
- Aplikácie sa vykonávajú v ľahu zasunutím solenoidu na pacienta cez dolné končatiny
- K aplikátoru S1H70 je možné zakúpiť klinické lehátko

S3H

- Solenoid valec s priemerom 20cm
- Použitie: oblasť horných končatín, vhodný ako detský



- Aplikácie sa vykonávajú v sede alebo v ľahu zasunutím končatiny do aplikátoru

A2HD 34/40

- Obdĺžnikový aplikátor
- Použitie: lôžkový na časť chrbtice, bedra alebo hrude
- Rozmery: 34x40cm, hrúbka aplikátoru 3cm

Lehátko, stolíky, príslušenstvo

STOLÍK DIMAP V - 2 police

- Biele lamino
- Dve police
- Pojazdny, stabilny
- Použitie: pre umiestnenie prístroja
- Rozmery: 40x70cm, výška 100cm

STOLÍK DIMAP V - 3 police

- Biele lamino
- Tri police
- Pojazdny, stabilny
- Použitie: pre umiestnenie prístroja
- Rozmery: 40x70cm, výška 100cm

LEHÁTKO S POSUVNÝM APLIKÁTOROM

- Moderné, spoľahlivé lehátko potiahnuté koženou
- Ľahko posuvný aplikátor S1H70
- Aplikátor S1H70: celotelový, priemer solenoidu 70cm, aplikácia sa vykonáva v ľahu na lôžku zasunutím solenoidu na pacienta cez dolné končatiny

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991