

CS-200 Office



Výrobca: Schiller

CS-200 Office je kompaktný, prenosný a od elektrickej siete plne nezávislý 12-kanálový EKG prístroj. Vďaka integrovanej technológii Bluetooth prístroj nepotrebuje káblové spojenie medzi vyšetrovacím lôžkom a počítačom, dostupná je aj verzia s pripojením cez USB kábel.

Vďaka vylúčeniu káblového spojenia poskytuje MS-12 blue väčšiu slobodu pohybu a redukuje artefakty v EKG signále. Kompaktné rozmery prístroja uľahčujú manipuláciu a zvyšujú komfort pacienta.

Integrovaný OLED displej poskytuje informácie o kvalite EKG signálu, kontakte elektród, stave batérie a silu Bluetooth signálu.

Štandardné softvérové opcie:

- kľudové EKG
- záťažové EKG
- interpretácia a rozmeranie kľudového EKG signálu

Voliteľné softvérové opcie:

- ETM Sport – Seattle kritéria pre diagnostiku kľudového EKG záznamu atlétov a športovcov
- 3D vektorové zobrazenie kľudového EKG

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991