

# MTM 1500



Výrobca: schiller

## Bežecký pás MTM 1500 med (170100815)



Pásový ergometer SCHILLER MTM-1500 med je navrhnutý pre použitie na záťažové testy, športovú medicínu a kardiológiu. Tento pásový ergometer spĺňa najprísnejšie bezpečnostné štandardy a bol vyrobený pod prísnou kontrolou kvality výrobného procesu.

- je vhodný pre rehabilitáciu, klinické použitie a použitie v športovej medicíne,
- procesorom riadená programovateľná záťaž,
- ovládanie EKG prístroja alebo PC,
- rýchlosť od 0 km/h do 30 km/h.,
- stúpanie od 0 % do 24 %,
- rozmer behacej plochy: 150cm x 50cm.

### Technické parametre:

Kompatibilita so všetkými ergometrami SCHILLER  
MTM-1500 med: S oddeľovacím transformátorom podľa štandardu IEC 60601-1  
Automatické riadenie z počítača alebo EKG cez RS-232 rozhranie  
Núdzový STOP vypínač, nastaviteľný  
Zábradlie na 1 strane, môže byť montované vpravo alebo vľavo, voliteľne  
obojstranné zábradlie  
Automatické centrovanie bežiacej plochy

### Rozmery:

Povrch bežiacej plochy: 50 x 150 x 16 cm (šírka x dĺžka x výška);  
redukcia nárazov na kĺby, povrch pásu s protišmykovou úpravou  
Rozmery rámu: 82 x 210 x 120 cm (šírka x dĺžka x výška)  
Hmotnosť: približne. 200 kg  
Rozsah sklonu: 0 - 24 %, elektronicky nastaviteľné, v kroku po 0.1 %; automatická motorová brzda zabráňujúca zrýchľovaniu pri max. sklone pásu.  
Rýchlostný rozsah: 0 - 20 km/h  
Zrýchlenie: 7 úrovní (za 3 až 131 sek. z 0 na max. rýchlosť); takisto pre spomaľovanie, v manuálnom alebo PC móde  
Zdroj napätia: 220/240V, 50/60 Hz, 1 fázový striedavý, 16A

© EGAMED 2012

#### EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia  
Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911  
E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX  
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201  
EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991