

SOMNObalance e



Výrobca: weinmann

Vyvážená terapia obštrukčnej spánkovej apnoea je navrhnuté s ohľadom na jednoduché používanie a údržbu

Auto-CPAP terapeutické zariadenie ponúka terapiu obštrukčnej spánkovej apnoe. Podmienené rozlíšenie medzi obštrukčnou a centrálnou formou apnoe pomocou technológie OPP (Obstructive Pressure Peak). SOMNObalance e je malý, ľahký a extrémne tichý, s veľmi jednoduchou obsluhou a bezproblémovým čistením.



Hlavné parametre SOMNObalance e

- tichá prevádzka s dobrou stabilitou tlaku
- CPAP a APAP módy s dostupnou možnosťou softPAP (zníženie tlaku pri expirácii)
- OPP (Obstructive Pressure Peak) technológia pre rozlíšenie medzi centrálnou a obštrukčnou apnoe
- analýza štatistických údajov pre monitorovanie terapie (zahrňa CPAP) pomocou PC softvéru SOMNOsupport
- možnosť mobilného použitia s voliteľným DC adaptérom pre 12V alebo 24V prevádzku, aj so zvlhčovačom
- vhodné pre použitie celotvárových masiek JOYCE Full Face
- hygienický koncept pre prípravu prístroja pre ďalšieho pacienta

Voliteľný doplnok - zvlhčovač SOMNOaqua

- jednoduché pripojenie k zariadeniu
- objem vody 300ml
- jednoduché čistenie

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991