

Výrobca: weinmann

Riešenie pre pacientov s poruchami srdcovej činnosti



Prístroj SOMNOvent CR (CR = Cardio-Respiratory) je určený pre pacientov s Cheyne-Stokes respiráciou a centrálnou, zmiešanou alebo komplexnou spánkovou apnoe. Dýchanie pacienta je stabilizované Anti-Cyklickou Modulovanou Ventiláciou (ACMV), známou aj ako Adaptívna ServoVentilácia (ASV).

Automatická záložná frekvencia dýchania Prio S predchádza centrálnym apnoe a chráni pacienta pred desaturáciou. Automatická technológia TriLevel zabezpečuje dynamické nastavenie tlaku na základe reakcie dýchania a eliminuje obštrukcie. Vysoká úroveň automatizácie urýchľuje a zjednodušuje nastavenie a titráciu.

Hlavné parametre SOMNOvent CR

Komfortná terapia

- technológia TriLevel v kombinácii s Anti-Cyklickou Modulovanou Ventiláciou (ACMV) poskytuje najvyššiu efektivitu terapie s 3 úrovňami tlaku (IPAP, DPAP and EEPAP) s automatickým nastavením podľa potreby pacienta.
- WMtrak technológia: automatický trigger zaručuje optimálnu synchronizáciu medzi dýchaním pacienta a prístrojom.
- vysoká úroveň komfortu vďaka Softstart a Autostart

Jednoduchá obsluha

- vysoká úroveň automatizácie urýchľuje a zjednodušuje nastavenie a titráciu
- prezentácia kompletných dát terapie
- nastavenie z PC pomocou SOMNOadjust alebo PC softvéru WEINMANNsupport

Bezpečnosť

- záložná frekvencia dýchania
 - inovatívna automatická záložná frekvencia Prio S (S = spontaneous) chráni pacienta pred desaturáciou a poskytujepodporu počas spontánneho dýchania alebo ... poskytuje prednastavenú záložnú frekvenciu dýchania
- indikátor netesnosti masky
- test tesnosti masky

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991