

VENTImotion 2



Výrobca: **weinmann**

Vyššia stabilita a komfort v neinvazívnej (NIV) ventilácii



VENTImotion 2 je určený pre kvalitnú a stabilnú neinvazívnu, tlakom kontrolovanú ventiláciu. Inovatívna technológia zníženia tlaku, AirTrap Control, bojuje proti dynamickej hyperinflácii.

Funkcia uzamknutia triggeru (trigger lockout) poskytuje jednoduchšiu ventiláciu špeciálne pacientom s CHOCHP. VENTImotion 2 disponuje nastaviteľnou kompenzáciou objemu s automatickou reguláciou pre stabilný a bezpečný kľudový objem.

Hlavné parametre VENTImotion 2

Komfortná terapia

- vysoká úroveň komfortu a lepšia kvalita ventilácie, špeciálne pre pacientov s CHOCHP
- AirTrap Control: prevencia dynamickej hyperinflácie
- uzamknutie triggeru (Trigger lockout) poskytuje efektívnu ochranu pred falošným trigrovaním a artefaktom
- nastaviteľná rýchlosť nárastu a poklesu tlaku

Jednoduchá obsluha

- intuitívna obsluha a priamy prístup k hlavným ventilačným parametrom
- Softstart a Autostart
- číselná a grafická prezentácia tlaku, prietoku a objemu
- kompatibilné s príslušenstvom rodiny VENTI

Bezpečnosť

- vizuálne a akustické alarmy
- interná záložná batéria pre prípad krátkodobého výpadku prúdu v el. sieti
- voliteľná externá záložná batéria VENTIpowers s dobou práce 7 hodín
- vysoký prietok do 300 litrov/min. zaisťuje vysokú stabilitu tlaku a kompenzáciu netesnosti masky
- hygienický koncept pre prípravu prístroja pre ďalšieho pacienta

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

© EGAMED 2012

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991

