

NP 15 nosová maska

Výrobca: weinmann

Najtichšia nosová maska na trhu s produkciou hluku na úrovni iba 15 dB pri tlaku 10 hPa. Vďaka dvom guľovým čapom a upevneniu hadice NP 15 garantuje slobodu pohybu bez vplyvu na stabilitu a poskytuje zvýšenie efektivity terapie a kvality spánku.

Hlavné parametre NP 15

Komfortná terapia

- najtichšia nosová maska
- má dva guľové čapy:
 - na tele masky pre neobmedzenú slobodu pohybu
 - na pripojení hadice na masku pre stabilnú prácu bez netesností
- systém pre elimináciu pohybov hadice počas noci
- integrovaný port pre meranie tlaku
- odvod vydychovaného vzduchu mimo tvár pacienta
- malá a nenápadná, avšak bezpečná a stabilná
- vyrobená z neдрáždivého silikónu

Pohodlné používanie

- odlišné farby na vrchnej a spodnej strane hlavových popruhov zjednodušujú nasadenie
- podporné vankúšiky sú samostatne nastaviteľné
- nastaviteľná veľkosť hlavového popruhu
- 3 veľkosti podporných vankúšikov
- vertikálne nastaviteľná čelová opora
- pripravená na okamžité použitie
- značky rozsahu nastavenia čelovej opory
- malé množstvo individuálnych častí
- široký rozsah náhradných dielov



EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

© EGAMED 2012

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991