

Joyce Full Face plus



Výrobca: weinmann

Táto varianta celotvárovej masky JOYCE ponúka všetky výhody systému JOYCE a navyše je rozšírená o dvojkomorový systém kde prvá komora pokrýva ústa a nos a druhá komora poskytuje podporu brade.

Dvojkomorový dizajn

- Prvá komora pokrýva ústa a nos a redukuje objem mŕtveho priestoru na minimum.
- Druhá komora podporuje v prípade potreby bradu bez tvorby nepríjemného ofukovania brady unikajúcim vzduchom. Spodná časť tesnenia sa priamo dotýka pokožky len ak brada klesne a je podopieraná maskou, čo eliminuje potenie. Vďaka modulárnemu systému sú všetky časti okrem tesnenia identické s maskami JOYCE Full Face.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991