

DUO 400



Výrobca: gymnauniphy

DUO 400 je zariadenie pre kompletnú elektroterapiu.



Gymna série 400 kombinuje inteligentné riešenie s poprednou a pokrokovou technológiou. Vďaka revolučnej plne dotykovej obrazovke môžete pracovať so zariadením logickým a jednoduchým spôsobom.

Obrazovka je rozdelená do logických častí a sprevádza Vás cez dostupné funkcie, jednoducho a efektívne.

Zariadenie je vybavené GTS2 (sprievodca terapiami) systémom novej generácie čím Gymna demonštruje jej popredné postavenie v oblasti fyzioterapie.

Funkcie

- viac ako 800 predprogramovaných protokolov 3D obrázky uloženia elektród
- tlačidlo pre priamu voľbu druhu terapie, cieľa terapie, indikačný list alebo výberu miesta ošetrovania
- diagnostika
- 500 miest na uloženie vlastných programov, preferovaných programov alebo diagnostických výsledkov do pamäte
- integrovaný list s kontraindikáciami
- anatomická knižnica

Zariadenie je dodávané s kompletným príslušenstvom pre elektroterapiu.

DUO 400V s vákuovou jednotkou Vaco 400

DUO 400 je zariadenie pre kompletnú elektroterapiu s využitím prísavného zariadenia Vaco 400.

Zariadenie je dodávané s kompletným príslušenstvom pre elektroterapiu a vákuovou jednotkou Vaco 400 vr. kompletného príslušenstva.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991