

DIMAP V M2 s 2 samostatnými výstupmi A + B



Výrobca: dimap

DIMAP V M2



Pamäť pri výpadku prúdu uchová všetky nastavenia, 2x75 programov. Bezkonkurenčne najdokonalejší prístroj s najväčšími možnosťami. Popis ako DIMAP V F2, NAVIAC = 3 režimy programov: pamäťový, frekvenčný a programový. 2x10 Vami programovateľných pamätí, frekvenčná voľba 1-50Hz, 75 základných programov, 25 voľných programov, rozmetanie, systém pre zníženie spotreby el. energie, systém pre ovládanie neštandardných aplikátorov napr. dodaných zákazníkom, systém funkčnej korekcie poklesu sieť. napätia od 200V, zvýšený funkčný teplotný rozsah, 1x aktualizácia programového vybavenia zadarmo, prehľadný český návod s indikačnou tabuľkou.

Vhodný pre nemocnice, rehab., LDN, ústavy soc. starostlivosti, domovy dôchodcov, fitness centrá... s veľkým počtom najrôznejších pacientov.

ZSA1 - doporučená sada základných aplikátorov

- **A1H** - plochý univerzálny kruh s priemerom 22 cm a výškou 3 cm. Používa sa na bodové aplikácie (napr. ruku, lakeť, pätu);
- **A2H** s opaskom PF - dvojcievkový ohybný aplikátor. Používa sa na ramená, kolenná, kĺby;
- **A3H** - lôžkový štvorciový aplikátor s podhlavníkom. Používa sa na oblasť chrbtice, na chrbát;
- **S1H60** - valcový celotelový aplikátor s priemerom 60 cm. Používa sa na telo, kĺby;
- **S2H** - valcový aplikátor s priemerom 30 cm. Používa sa na obidve končatiny napr. kolenná, cievy alebo ako detský celotelový.

Výber ďalších aplikátorov nájdete v sekcii klinické aplikátory.

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

© EGAMED 2012

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991