

INDAP INFUS - Plynové injekcie



Výrobca: dimap


INDAP INFUS - Plynové injekcie

Sada INDAP INFUS obsahuje

- kvalitný dvojstupňový medicínálny redukčný ventil CO2 INDAP typ 07-621.80
- riadiacu jednotku INDAP INSUF
- vstupný filter 5mikrónov v antikorovom puzdre
- čierny odľahčený aplikátor injekcií s antikorovou špičkou
- vstupná prívodná hadica CO2 ku prístroju
- návod na obsluhu a klinického hodnotenie
- kniha "Plynové injekcie" od Jiřího Marka a Mileny Kolářové.

Programové vybavenie INDAP INSUF

- Aplikačná dávka 0,1 ml; 0,2 ml; 0,3ml; 0,4ml; 0,5 ml; 0,6 ml; 0,7 ml; 0,8; ml, 0,9 ml; 1ml až 50 ml nastaviteľná po 1ml.
- Prístroj je možné použiť aj pre **Karboxyterapiu**.
- Program 1 a 2 nastaviteľné predvoľby aplikačných dávok



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991