

Phyaction CL



Výrobca: gymnauniphy

Phyaction CL bez laserovej hlavice (200328097)

Phyaction CL set: Phyaction CL+ vákuová jednotka Phyaction V (200328317)



Najkompletnejší prístroj pre všetky druhy liečby (ultrazvuk, elektroterapia, kombinovaná, paralelná terapia a laserová terapia)

Veľká a kryštálicky čistá LCD obrazovka

Otočný gombík pre presnú intenzitu nastavenie

Jednoduché a ľahké použitie

Rozsiahla indikácia a objektívne menu

Všetky terapie a diagnostiky ktoré potrebujete

Kompaktný prístroj a jedinečný dizajn

Terapie:

Elektroterapia, 2 a 4 póly, 2 úplne nezávislé kanály

Ultrazvuková terapia

Laserová terapia

Paralelná terapia (2 rozdielne indikácie liečené paralelne pomocou elektro a ultrazvuku)

Kombinovaná terapia (ošetrovanie jedného poškodenia paralelne použitím kombinácie elektro a ultrazvukovej terapie.

Elektrické prúdy:

23 foriem prúdov: diadynamické prúdy, TENS, NMES (tréning, perineálna re-educácia, ...), interferenčné prúdy (2 a 4 póly, dipólové vektorové pole), diagnostické programy, iontoforézne...CC and CV módy.

Ultrazvuk:

Multifrekvenčná hlava (1 a 3 MHz), 4 cm² 210-20-30-40-50 a 100%

Laser: (dodáva sa bez laserovej hlavice)

- Pulzný, infračervený arzenid gália, 904 nm

- Monohlavica P43

 - Frekvencia: 2 - 30.000 Hz

 - Výkon 13,5 W

- Laserová hlavica 4-diódová

 - Frekvencia 2 - 5.000 Hz

 - Výkon 4 x 18 W

Funkcie

- Ciele 110: 62 ET, 15 US, 1 IO a 32 LA

- Indikácie: 243: 101 ET, 23 US, 14 CO, 33 IO, a 72 LA

- Diagnostika: 9

Štandardné príslušenstvo

- 108.725

 - Elektródové káble

- 109.959

 - Gumenné elektródy 6x8 cm

- 100.658

 - CHAMEX taštičky pre elektródy 6x8 cm (na 4 ks)

- 108.935

 - Upevňovací remeň, elastický 5x60 cm

- 100.689

 - Sieťová šnúra

- 108.919

 - Test zásuvka F/F 4mm

- 116.216

 - Multifrekvenčná hlava (1 a 3MHz), 4cm²

- 100.018

Kontaktný gél

- 115.684
- VAS
- Manuál

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991