




Výrobca: asa

M6 - robotizovaná hlava

Nový koncept laserového impulzu, ktorý presahuje tradičnú laserovú terapiu založenú na sile. MLS je vyjadrením harmonickej kontroly energie ako aj logického a funkčného vedenia kvantity, kvality a typu definovaných zdrojov, ktoré sú modulované vcelku, čím vytvárajú nový impulz, špecifický pre liečené patológie. Impulz MLS kombinuje a synchronizuje špecifické kontinuálne a pulzné laserové žiarenie, ktoré sú spájané inovatívnym a patentovaným kontrolným systémom Multiwave Locked System. Terapeutické účinky sú rozhodne lepšie a rýchlejšie, s blahodárnym účinkom pre pacienta.

Technická špecifikácia

- Odnímateľný viac diódový ergonómoický , robotizovaný aplikátor
- Priemer žiariča 5 cm (štandard)
- vlnové dĺžky 808 nm a 905 nm
- Podsvietený grafický dotykový displej
- Výkon až do 3,7 W
- 30 prednastavených programov- patológie; parametre pre liečbu sú prednastavené s možnosťou editácie
- 70 editovateľných programov
- čas liečby nastaviteľný od 1" to 99'59" v 1" krokoch
- Pulzná frekvencia od 1 do 2.000 Hz alebo CW
- 4 terapeutické modality: špecifické patológie, anti-edém, zmiernenie poľosti, biostimulácia
- 2 nezávislé kanály s možnosťou rozšírenia o ďalší laserový aplikátor

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991