

Mphi 5

Výrobca: asa

Technické parametre

- viac diódový aplikátor CHARLIE s tromi MLS zdrojmi žiarenia s výkonom 3300 mW a priemerom hlavice 5 cm
- ručný aplikátor s jedným MLS zdrojom s priemerom hlavice 2 cm a výkonom 1100 mW
- plnofarebný dotykový LCD displej s vysokým rozlíšením
- dva nezávislé kanály
- 4 terapeutické modality:
 - 1) špecifické patológie
 - 2) liečba bolesti
 - 3) anti-edém
 - 4) biostimulácia
- možnosť zmeny všetkých liečebných parametrov
- modulácia CPW a FW MLS
- nastavenie frekvencie od 1 do 2000 Hz v krokoch 1Hz
- stupeň výkonu 25%, 50%, 75% a 100%
- fixný alebo variabilný Duty cyklus
- čas liečby nastaviteľný od 1" do 99'59" v krokoch 1"
- automatický výpočet dodanej energie v závislosti na nastavených parametroch
- alarmy a bezpečnostné funkcie
- interlock
- akustická a svetelná signalizácia
- softvér v slovenskom jazyku
- dátum a čas
- password

Rozmery a váha

Mphi 5 63 x 54 x 85 cm 25 Kg

Napájanie

- Lítium-polymérová batéria
- Externé napájanie 18V 50VA

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991