

Royal 600



Výrobca: trautwein

Luxusné hydro-terapeutické zariadenie pre regeneráciu tela (240AW7200)

Thalasso sektor s elektronickou kontrolou pre plne automatickú kontrolu pre individuálnu liečbu a štandardné programy.

Podvodná masáž, voda a vzduch prúdia cez jednokanálový systém a poskytujú tým vibračnú čiastočnú a celotelovú masáž s prímiesou vzduchu pre aromaterapiu a inhaláciu.

Farebné podsvietenie (80 Lediek) je umiestnené v tele vane (4 farby- červená, zelená, modrá, žltá) a mení sa každých 15 sekúnd, alebo nepretržite.

8 fixných programov s dodatočným individuálnym nastavením časov pre jednotlivé zóny cez digitálny displej.

- Obsah vane: 220 l
- Vonkajší rozmer: d x š x v 2300 x 900 x 780
- Napájanie: 400V / 50 Hz / 4 kW
- Výkon pumpy: 850 l/min.
- Počet trysiek (opcia): 252
- Počet tryskových kanálov: 16
- Ošetrovacie zóny: 8
- Počet čerpadiel: 8
- Plášť vane:
 - Jednofarebný plastický plášť podľa farebníčky
 - Dvojfarebný plastický plášť
 - Plášť v kombinácii s bambusom, alebo drevom.
- LED osvetlenie vane: opcia
- 240ZU1109 Automatické plnenie: štandardne
- 240ZU1325 Oplachovací program: štandardne
- 240ZU1280 Vnútorne farebné osvetlenie: štandardne
- Reprodukory: opcia
- Masážna hadica: opcia
- Brušná masáž: opcia
- Zariadenie na privolanie pomoci: opcia

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991