

Florida 300



Výrobca: trautwein

Hydro-terapeutické zariadenie pre podvodnú masáž so špeciálne tvarovaným vnútrom vane.

(240AW7220)

Voda a vzduch prúdia cez jednokanálový systém a poskytujú tým vibračnú masáž. Možnosť nastavenia času liečby od 1-30 minút. 6 fixných programov vírivého kúpeľa so všetkými tryskami + individuálne nastaviteľné programy.

- Obsah vane: 220 l
- Vonkajší rozmer: d x š x v 2300 x 900 x 780
- Napájanie: 230V / 50 Hz / 2,3 kW
- Výkon pumpy: 400 l/min.
- Počet trysiek (opcia): 144 (172)
- Počet tryskových kanálov: 10
- Ošetrovacie zóny: 5
- Počet čerpadiel: 1
- Plášť vane:
 - jednofarebný plastový plášť podľa farebníčky
 - dvojfarebný plastový plášť
 - plášť v kombinácii s bambusom, alebo drevom

Možnosti rozšírenia

- Nepriame LED osvetlenie vane
- Automatické plnenie
- Oplachovací program
- Farebné podsvietenie
- Reprodukory
- Masážna hadica
- Brušná masáž
- Zariadenie na privolanie pomoci



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991