


Vichy 02



Výrobca: **trautwein**

Špeciálna terapeutická sprcha VICHY 02 (240AT3002)

Špeciálna sprcha pre hydro a thalaso-terapiu, určená pre relaxáciu celého tela, prekrvenie, spevnenie a regeneráciu pokožky a prečistenie celého organizmu. Sprchovacie rameno sa počas procedúry posúva dopredu a dozadu, čím sa zvyšuje sprchovací efekt. Individuálne nastavenie piatich sprchových hlavíc. Farba sprchovacieho ramena - biela, materiál - akrylát.

- Špeciálny zmiešavač vody vybavený ochranou proti popáleniu
- Nastaviteľná sprchová ochrana pre hlavu
- Cirkulačná pumpa 250 l/min
- Spotreba vody: 600 - 1000 l

V cene je zakomponované jednoduché ležadlo z umelej hmoty s drenážnymi kanálmi, farba biela, rozmery 1975x675x770mm

Hygienické, vodotesné tapacírovanie s nafukovacou poduškou.

Armatury umiestnené na akrylátovom panele, rozmery 850x660x246 mm vrátane krytu z akrylátového skla.

Terapeutická hadica s dažďovými tryskami.

Voliteľné príslušenstvo

• 240AW8120

Wellness ležátko ROYAL (len pre VICHY 01 a 02)

Mobilné elektrické ležátko na kolieskach s brzdou, výškovo nastaviteľné od 550 do 980 mm s vodotesným tapacírovaním. Nožný spínač nastavenia výšky je okolo celého ležátka.

Určené pre vlhké prostredie a aplikáciu spolu so sprchou Vichy, Hamam masáže a Ayurvedu.

Ergonomické tvarovanie, drenážne otvory pri hlave a nohách.

Tapacírovaná tvárová podložka s otvorom na nos a nafukovacie poduška a doplnková podložka

Rozmery: 2050 x 830 mm

Farby podľa farebníčky

Elektr. zapojenie: 230 V/50 Hz, 215 W

• 240ZM2210

Schodík 1-stupňový

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991