

California 100



Výrobca: trautwein

Hydro-terapeutické zariadenie pre regeneráciu tela. (240AW7250)



Zariadenie pre podvodnú masáž - voda a vzduch prúdia cez jednokanálový systém a poskytujú tým vibračnú čiastočnú a celo telovú masáž.

Zvuková terapia - vaňa nemá žiaden reproduktor, sama je reproduktorom po pripojení na hi-fi audio systém. Pri kúpaní je na telo pacienta prenášaný osciláciou vody zvuk hudby.

Vnútrotné osvetlenie vane LED diódami.

Ergonomicky upravené vnútro vane pre pohodlné sedenie aj ležanie.

- Obsah vane: 220 l
- Vonkajší rozmer: d x š x v 2160 x 900 x 730/810 mm
- Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1,2 kW
- Výkon pumpy: 250 l/min
- Počet trysiek: 60
- Počet tryskových kanálov: 3
- Počet ošetrovacích zón: 2
- Automatické plnenie: štandardne
- Farebné podsvietenie: štandardne
- Reprodukory: štandardne
- Zariadenie na privolanie pomoci: opcia

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991