

Koaxiálny oftalmoskop



Výrobca: [welch_allyn](#)

Oftalmoskopy WA môžu byť využité pri vyšetreniach všetkých druhov zvierat.

- 3.5 V nabíjacia rukoväť s lithium-ionovou batériou bez pamäťového efektu
- polovičná váha z bežných rukovätí
- väčšia kapacita akumulátora
- indikátor stavu batérie na rukoväti
- malá nabíjačka so zaujímavým dizajnom
- xenónová HPX žiarovka pre zobrazenie verných farieb očného tkaniva
- 28 šošoviek od -25 do +40 dioptrií
- koaxiálny optický systém odstraňuje reflexy a tiene, umožňuje ľahší vstup do oka a väčší výrez fundu
- 3 filtre – polarizačný filter odstraňujúci odrazy z rohovky, zelený a nefiltrujúci HPX osvetlenie – možno použiť v kombinácii so všetkým 6 aperturami

Kat.č. 11720 - koaxiálny oftalmoskop



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991