

# Vyšetrovacie rozťahovacie spekulum



Výrobca: welch\_allyn



3,5V rozťahovacie spekulum je určené pre uľahčenie práce, pokiaľ je treba pri vyšetrení objavovať a vyberať cudzie teleso z dutiny. U malých zvierat je možné spekulum použiť i ako vaginálne. Fiber Optic svetlovod je umiestnený v centre medzi oboma lyžicami, ale môže byť aj premiestnený viac na ľavú alebo pravú lyžicu.

- xenónová HPX žiarovka dáva o 30% viac svetla, ktoré je svetlejšie a jasnejšie, ako klasické halogénové žiarovky
- posúvacie zrkadlo umožňuje vybratie a odstránenie cudzích telies

**Kat.č.**

**26030 rozťahovacie spekulum komplet s iluminátorom**

---

© EGAMED 2012

## EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991