

Cardiovit AT-1 G2



Výrobca:

Ľahké (1.94 kg) a prenosné 12 zvodové EKG s 5" farebným 3 kanálovým displejom. Atraktívna cena doplnená špičkovými technickými parametrami.



- Hmotnosť 1.94kg
- Vzorkovacia frekvencia EKG signálu 32kHz
- Šírka pásma EKG 250Hz (špeciálne výhodné pre detskú kardiológiu)
- Kvalitné 12 zvodové kludové EKG s interpretáciou
- Tlač 3 kanálov v reálnom čase na termocitlivý papier
- Najnovší merací a interpretačný program



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991