

Ergoline Ergoselect 200K



Výrobca: ergoline

Bicyklový ergometer s elektronickým nastavením a digitálnym zobrazením výšky sedadla, riadiaci panel typ K má programy na tréning a záťažové testovanie, prehľadný LCD displej. (1701711010)

Základné vlastnosti modulárneho ergometrického systému ERGOSELECT:

- moderný, ergonomický design
- stabilita, robustné prevedenie
- jednoduchá, intuitívna koncepcia ovládania
- modularita
- rozhranie: 2x RS-232, 1x analógový vstup/výstup na riadenie záťaže, resp. diaľkové ovládanie z EKG
- možnosť dodatočného rozšírenia

Základný prístroj ERGOSELECT 200:

- elektrické nastavenie výšky sedadla
- digitálne zobrazenie výšky sedadla
- nastaviteľné držadlo (výška a sklon)
- záťaž do 999 W
- pacient: 120-210 cm / 140 kg
- plná základná doska

Riadiaci panel typ K:

- plne programovateľný s veľkým LCD-displejom
- štandardné rozhranie pre ovládanie z PC/EKG
- 15 vstavaných záťažových programov (5 fixných + 10 voľných)
- 10 tréningových programov (riadených hodnotou pulzu, intervalový tréning, konštantná záťaž)
- záťažové testovacie programy (Ramp-test so strmým náklonom, PWC-testy)
- ručné nastavenie záťaže
- komfortné ovládanie cez menu
- grafické zobrazenie na veľkom LCD-displeji (s modrým pozadím)

Meranie krvného tlaku (rozšírenie):

- optimalizovaná kontrola presnosti pomocou súčasného merania metódou Korotkov a oscilometricky

Manžety k ergometrom:

- 1701711091
Manžeta na meranie tlaku, 2 m - štandardná (L)
- 1701711092
Manžeta na meranie tlaku, 80 cm - štandardná (L)
- 1701711094
Manžeta na meranie tlaku, 80 cm - veľká (XL)
- 1701711095
Manžeta na meranie tlaku, 2 m - veľká (XL)

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991