

TRIOFLEX Luxe



Výrobca: gymnauniphy

Masážny stôl troj-dielny.

Vyhrievaná ložná plocha v cene lehátka v prevedení LUXE!




Nastavenie hlavovej časti do hornej aj dolnej polohy až takmer zvislo dole -72°. Dvoj-ramenné opierky v hlavovej časti s možnosťou nastavenia ich výšky. Všetky tri polohovateľné časti je možné nastavovať pomocou pneumatickej pružiny. Dlhú časť je možné nastaviť až takmer do vertikálnej polohy čo umožní pohodlné usadenie pacienta tak, že vytvorí oporu pre hlavu a ramená sediaceho pacienta.

Šírka lehátka 67 cm. Nastaviteľná výška 45-95 cm. Maximálny zdvih 150 kg. Lehátko má 4 kolieska.

Skai® poťah v 8 farebných prevedeniach bez príplatku.

Za príplatok: tapacírovanie pravá koža v 30 farebných prevedeniach.



Elektrický
lištový
snímač

230125054

TRIOFLEX Luxe (elektr. lištový spínač)

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991