

OSTEOFLEX Advanced



Výrobca: gymnauniphy

Masážny stôl troj-dielny.



Nastavenie hlavovej časti do hornej aj dolnej polohy až takmer zvislo dole -72°. dvoj-ramenné opierky v hlavovej časti s možnosťou nastavenia ich výšky.

2-nastaviteľné opierky rúk v strednej časti. Pri ich spustení nadol je lehátko extra úzke, čo umožňuje bližší prístup k pacientovi pri manipuláciách a mobilizáciách chrčtice. Taktiež je možná osteopatická liečba.

Všetky tri polohovateľné časti je možné nastavovať pomocou pneumatickej pružiny. Dlhú časť je možné nastaviť až takmer do vertikálnej polohy čo umožní pohodlné usadenie pacienta tak, že vytvorí oporu pre hlavu a ramená sediaceho pacienta. Šírka lehátka 67 cm. Nastaviteľná výška 45-95 cm. Maximálny zdvih 150 kg. Lehátko má 4 kolieska.

Skai® poťah v 8 farebných prevedeniach bez príplatku.



230125061

OSTEOFLEX Advanced (elektr. lištový spínač)

230125062

OSTEOFLEX Advanced (elekt. nožný spínač)

230125063

OSTEOFLEX Advanced (hydraulická nožná pumpa)

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991