

AquaThermoJet



Výrobca: trautwein

AquaThermoJet

Masážne lôžko AquaThermoJet pre aplikáciu v rôznych zariadeniach:

- v beauty a fitness centrách
- v kúpeľných zariadeniach, hoteloch
- zdravotníckych zariadeniach
- kozmetických štúdiách
- vo firmách

Nechajte sa masírovať vodnými tryskami, zatiaľ čo ležíte na vyhrievanom suchom povrchu masážneho lôžka.

24 masážnych trysiek je rozmiestnených v 6 zónach.

- Rozmery (d x š x v): 2200 x 950 x 550 mm
- Váha (s vodou): 280 kg
- Váha bez vody: 130 kg
- Obsah vane: 150 litrov
- Napájanie: 230V, 50 Hz, 2000 W

Možnosti rozšírenia

• 240ZW7510

Modul Concerto je určený pre AquaThermoJet masážne lôžko. Vaňa je bez reproduktorov – samotná vaňa je tým reproduktorom, ktorá je napojená na externý zdroj audio signálu. Vibrácie sú prenášané cez fóliu na telo pacienta neočakávanou intenzitou.

• 240ZW1510



Nepriame osvetlenie vane

• 240ZW7513

Bambusové opláštenie

• 240ZW7516

Dvojfarebné opláštenie



EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

© EGAMED 2012

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991