

Výrobca:

Lymfoven

Prístroj pre sekvenčnú tlakovú masáž končatín. (200400000)



Programové vybavenie prístroja: nastavenia doby aplikácie, tlakovej gradácie, lokálnej drenáže a voľby rýchlosti postupu tlakovej vlny a základné masážne programy - drenáž z centra a drenáž z periférie.

Prístroj sa skladá z vlastného prístroja a drenážnych návlekov na hornú alebo dolnú končatinu. Návleky sú viackomorové, aby umožnili intermitentnú drenáž končatiny. Princíp činnosti spočíva v postupnom nafukovaní jednotlivých komôr drenážneho návleku podľa zadaného programu.



Indikácie lekárske

- lymfodém primárny a sekundárny
- cievna nedostatočnosť
- chronická žilná nedostatočnosť
- kŕčové žily
- predoperačné a pooperačné prevencie hlbokoj trombózy
- terapia bérkových vredov
- pooperačné a poúrazové odtoky
- profylaxia žilnej trombózy

Indikácie kozmetické

- kozmetické masáže zamerané na odstránenie celulitídy
- športovné a rekondičné masáže so zameraním na lymfatické cesty
- masáže zamerané na zlepšenie vzhľadu, tvarovanie a formovanie postavy
- masáže zamerané na zvýšenie pružnosti pokožky

Možnosti rozšírenia

- 200400001
Návlek na horné končatiny 7 komôr
- 200400002
Návlek na dolné končatiny 7 komôr
- 200400003
Návlek na HK zasahujúce do axily - pár 2x7 komôr
- 200400004
Návlek na HK zasahujúce do axily - pár 2x12 komôr
- 200400005
Návlek na stehná - kraťasy pár 2x7 komôr
- 200400006
Návlek na dolné končatiny - nohavice pár 2x7 komôr
- 200400007
Návlek na dolné končatiny - nohavice pár 2x 12 komôr

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991