

# CC Flex Pro Active Stent




## Výrobca: Eucatech

### CC Flex Pro ActivePTCA - Chróm-kobaltový stentový systém s Camouflage® pokrytím

#### Použitie s 0,014" (0,36 mm) vodičom alebo 5F vodiacim katétrom.

- Veľkosti: 2,25 – 4 mm, dĺžka 8 – 38 mm
- Nový dizajn (len 65 um, tenká štruktúra)
- zvýšená flexibilita
- vynikajúca radiálna sila



Optimalizovaná štruktúra priemeru článkov stentu na 1,3 mm, pre jednoduchý bočný prístup.

Pro Active-Camouflage® Pokrytie na báze karbohydrátových glykoproteínov a glykolipidov – Glykokalix

### Funkcie Camouflage® - Glykokalixu

- ochrana pred mechanickým poškodením
- redukcia adhézie buniek
- protizápalový účinok, recirkulácia lymfocytov
- permanentné udržanie odstupu medzi bunkou a stentom

Camouflage® atrombogénne pokrytie napodobňuje vaskulárne prostredie významným spôsobom eliminuje restenózy.



| STENTOVÝ SYSTÉM |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Im              | Em  | St  | St  | St  | Em  |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200             | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

© EGAMED 2012

## EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX  
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991