


## Resistant 6F Stent



no systema  
i čast  
kaci čit  
odlučni um  
odnos



umístění  
různých stěn  
různých implantátů  
na potrubí

[illegible]

**Výrobca: Eucatech**

## Resistant 6F PTA Nitinolový samoexpandovateľný stent pre 0.035" vodič

- Dĺžka stentu: 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100mm
- Rozťažnosť: 4,0 - 12,0 mm
- Dizajn: Štruktúra otvorenej bunky s 3 spojeniami na kruh. segment
- Materiál: Nitinol
- Hrúbka konštrukcie: 0.0085" ( 215  $\mu\text{m}$  )
- Hrúbka konštrukcie (Hlav. segment): 0.0063" ( 160  $\mu\text{m}$  )
- Šírka konštrukcie (Spojenie): 0.0087" ( 220  $\mu\text{m}$  )
- Skrútenie: < 9 %
- Kovové pokrytie: 10% - 25 %
- Markerové značky: Tantal
- Využitelná dĺžka katétra: 85cm, 135cm

## Detaily katéetrového systému

- 6F závädzacia časť
- Pre 0,035" vodiaci drôt
- Presné a jednoduché umiestnenie
- Vysoká priechodnosť

**Hrot**

- Ohybný a atraumatický
- Optimálna priechodnosť stenózou
- Excelentná možnosť implantácie
- Zmenšené cievne poranenie

© EGAMED 2012

**EGAMED, spol. s r.o.**

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991