



euca MCC Viacúčelový katéter



Výrobca: Eucatech

euca MCC 3

- Intrakoronárna aplikácia liekov
- Stabilizácia vodiča
- Rekanalizácia

Vnútrotný prierez

- Distálny lumen: 0.30 mm²
- Proximálny lumen: 0.15 mm²

Materiály

- Distálna vodiaca časť: Polyamid
- Proximálna vodiaca časť: nerez. oceľ
- Pokrytie: Hydrofilný

Veľkosť vodiacej časti

- Distálna: 3.0 F
- Proximálna: 1.9 F
- Užitočná dĺžka: 143 cm
- Dĺžka lumenu vodiča: 32 cm
- Max. doporuč. vodič: 0.014"
- Min. vodiaci katéter: 5 F

euca MCC 4

- Intrakoronárna aplikácia liekov
- Aspirácia trombov

Vnútrotný prierez

- Distálny lumen: 0.7 mm²
- Proximálny lumen: 0.5 mm²

Materiály

- Distálna vodiaca časť: Polyamid
- Proximálna vodiaca časť: nerez. oceľ
- Pokrytie: Hydrofilný

Veľkosť vodiacej časti

- Distálna: 4.0 F
- Proximálna: 3.3 F
- Užitočná dĺžka: 143 cm
- Dĺžka lumenu vodiča: 32 cm
- Max. doporuč. vodič: 0.014"
- Min. vodiaci katéter: 6 F

euca MCC 5

- Intrakoronárna aplikácia liekov
- Aspirácia trombov

Vnútrotný prierez

- Distálny lumen: 1.1 mm²
- Proximálny lumen: 0.8 mm²

Materiály

- Distálna vodiaca časť: Polyamid
- Proximálna vodiaca časť: nerez. oceľ
- Pokrytie: Hydrofilný

Veľkosť vodiacej časti

- Distálna: 5.0 F

- Proximálna: 3,3 F
- Užitočná dĺžka: 143 cm
- Dĺžka lumenu vodiča: 32 cm
- Max. doporuč. vodič: 0.018"
- Min. vodiaci katéter: 7 F

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991