

Argus pro Lifecare 2



Výrobca: schiller

Defibrilátor, kardiostimulátor, patientský monitor a 12-kanálové EKG v kompaktnom dizajne



- AED and manuálny defibrilátor
- EKG (3 až 12 zvodov)
- SpO2 parameter (Masimo)
- NIBP parameter
- Transkutánný kardiostimulátor
- zabudovaná termotlačiareň

Príslušenstvo v základnej výbave:

- EKG patientský kábel, ukončenie klip, 4 žilový
- predlžovací kábel Masimo SpO2 LNCS 1,8m
- SpO2 prstový senzor LNCS DCI Masimo, opakovateľne použiteľný, pre dospelých > 30kg
- NIBP spojovacia hadica 2m
- NIBP manžeta, dospelá veľkosť, bez latexu
- samolepiace jednorazová defibrilačné elektródy pre dospelých, 2 ks
- papier do termotlačiarne
- napájací zdroj, 100-240V
- 2 batérie
- zemiaci kábel
- napájací kábel
- návod na použitie



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991