

# Akciová ponuka na EKG Cardiovit AT-101 M+C



Výrobca: Schiller

## Cardiovit AT-101 M+C



- 3-kanálové 12-zvodové EKG
- integrovaný 3 kanálový monitor
- alfanumerická tastatúra, funkčné klávesy pre jednoduchú obsluhu
- rozmeranie EKG komplexu
- automatická interpretácia EKG záznamu deti,dospelí
- nový program na analýzu rizika infarktu - t rombolysis (voliteľne)
- tlač integrovanou tlačiareň ev.cez externú laserovú/atramentovú tlačiareň A4
- integrovaný akumulátor, pamäť pre 40 záznamov
- integrovaný RS-232 pre prenos dát do PC /SEMA/

### Obsahuje:

- 1 ks EKG Cardiovit AT-101
- 1 ks 10-žilový patientsky kábel
- 4 ks končatinové elektródy
- 6 ks prísavné hrudné elektródy
- 1 ks registračný papier
- 1 ks EKG gel
- 1 ks sieťová šnúra
- 1 ks návod na obsluhu

© EGAMED 2012

#### EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: [egamed@egamed.sk](mailto:egamed@egamed.sk), [www.egamed.sk](http://www.egamed.sk)

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991