

Akciová ponuka na EKG Cardiovit AT-102plus



Výrobca: schiller

Cardiovit AT-102plus



12 kanálový, mikroprocesorom riadený elektrokardiograf, s možnosťou integrácie do nemocničného informačného systému pomocou GPRS, LAN alebo WLAN/Wifi a exportom dát do formátov XML, DICOM alebo PDF.

Štandardná dodávka obsahuje:

SOFTVÉR:

- SCHILLER softvér pre záznam kľudového EKG
- SCHILLER softvér pre rozmeranie kľudového EKG s detailnou tabuľkou rozmeraných parametrov
- detekcia kardiostimulátora
- full-disclosure záznam max. 5 minút 12-zvodového EKG
- pamäť pre 350 EKG záznamov
- zobrazenie 12 zvodov na obrazovke v nasledovných formátoch: 3, 6, 2x6, 4x3, 4x3+1R a 1x12
- filtre:
 - SBS SCHILLER stabilizátor baseline
 - sieťový filter 50/60Hz (SPF)
 - SSF SCHILLER vyhladzovací filter
 - SMF SCHILLER filter svalového trasu
- štandardné zvody: I, II, III, aVR, aVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6, s možnosťou rozšírenia o V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9

HARDVÉR:

- 12-kanálová termotlačiareň s vysokým rozlíšením
- 8.4" farebný LCD displej, odolný voči prachu a vode
- vode a prachu odolná klávesnica s jednoduchým čistením a dezinfekciou
- LAN projenie
- interná nabíjateľná batéria pre prácu mimo elektrickú sieť
- možnosť pripojenia skenera čiarového kódu pre vloženie patientskch dát
- RS-232 rozhranie pre pripojenie spirometrického snímača SP-250 alebo SP-260

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991