

Akciová ponuka na Cardiovit AT-10 plus



Výrobca: Schiller

CARDIOVIT AT-10 plus - komplexná odpoveď na požiadavky modernej EKG stanice

EXEC ergometrický softvér (plne automatizovaná ergometria, spriemerované komplexy, ST rozmeranie, záznam rytmu) a program C (rozmeranie a interpretácia EKG) teraz v základnej cene!
AT-10 plus kombinuje základy elektrokardiografie s výhodami výpočtovej techniky.



Ponúka všetky funkcie vysokokvalitného 12-kanálového EKG a zároveň integruje parametre komplexnej diagnostickej stanice:

- EKG stanica pre klinickú či bežnú prax
- Ergometrická stanica spĺňajúca najvyššie nároky
- Mobilný EKG terminál pre záznam EKG v teréne
- Kardiopulmonárna diagnostická stanica pre pracovné lekárstvo

Dôležité parametre AT-10 plus:

- Kompaktný laptop dizajn
- Membránová ľahko čistiteľná klávesnica
- Farebný displej s vysokým rozlíšením
- Možnosť zobrazenia 13 EKG zvodov na obrazovke
- Integrovaná 12-kanálová termotlačiareň
- Detekcia kardiostimulátora
- Akumulátor pre mobilné použitie
- Rozmeranie kľudového EKG
- Prenos dát do PC alebo informačného systému
- Obojsmerný prenos patientských dát
- VGA výstup pre pripojenie externého monitora
- QRS trigger výstup

CARDIOVIT AT-10 plus môže byť doplnený o rôzne softvérové opcie tak, aby efektívne spĺňal individuálne požiadavky:

- Interpretácia kľudového EKG pre deti a dospelých
- Softvér pre odporúčenie antitrombolitickej medikácie (Trombolýza)
- Spirometrický softvér
- Softvér pre rozmeranie impulzov kardiostimulátora

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991