

Cera ASD oklúдеры



Výrobca: Lifetech Scientific

- **Cera ASD oklúder**
- **Cera ASD oklúder multifenestrálny**



Cera ASD oklúzor je perkutánný, uzatvárací transkatetrizačný produkt na nechirurgické uzatvorenie defektov predsieňového septa. Cera ASD oklúzory sú samo roztvoriteľné dvojdiskové zariadenia, vytvorené zo siete nitinolových drôtov, vytvarovaných do dvoch plochých diskov a pása medzi nimi.

PET membrána, ktorá je vsunutá do každého z dvoch plochých diskov a pása medzi nimi, pomáha uzatvoriť dieru defektu a poskytuje základ pre rast tkaniva okolo oklúzora hneď po jeho aplikovaní.

Všetky metalické štruktúry sú pokryté s nitrid titánom (TiN) pre zlepšenie biokompatibility. Keramická vrstva minimalizuje koncentráciu iónov nikla v krvi a endokardiu a zlepšuje elasticitu produktu.

Oklúder s takýmto pokrytím je jemnejší a preto dochádza k rýchlejšej endotelizácii, t.j. prijatiu oklúdera v tele pacienta po jeho implantovaní. Vďaka tejto unikátnej povrchovej štruktúre oklúdera, dochádza k podstatnému zníženiu tvorenia trombov v mieste implantácie oklúdera.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991