

Cera PFO oklúder



Výrobca: Lifetech Scientific

Cera PFO oklúder

Cera PFO oklúder je perkutánný, uzatvárací transkatetrizačný produkt na nechirurgické uzatvorenie defektov patent foramen ovale. Cera PFO oklúder sú samo roztvorné dvojdiskové zariadenia, vytvorené zo siete nitinolových drôtov, vytvarovaných do dvoch plochých diskov a pása medzi nimi.

PET membrána je vsadená do každého z dvoch diskov a napomáha uzatvoriť defekt a poskytuje základ pre rast tkaniva po implantácii oklúdera. Všetky metalické zložky sú pokryté biokeramickým povrchom nitrid titánu (TiN), aby efektívne redukovali uvoľňovanie iónov niklu do krvi a okolitého tkaniva, za účelom zmiernenia trombogenicity produktu a urýchlenia rastu endotelových buniek na povrchu produktu, čo má za následok rýchlejšie prijatie oklúdera v tele pacienta.



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991