

BR-102plus



Výrobca: schiller

Tlakový holter Schiller BR-102plus

Maximálny komfort pre pacienta!

SCHILLER BR-102 plus poskytuje najvyšší stupeň komfortu pre pacienta svojimi malými rozmermi a nízkou hmotnosťou. Vďaka špeciálnej technológii je manžeta nafukovaná len s potrebným tlakom. Vďaka tomu je BR-102 plus počas merania veľmi tichý a diskretný. S BR-102 plus môžu Vaši pacienti pokračovať v nerušenom dennom režime. Čím prirodzenejšie sa pacient cíti, tým kvalitnejšie sú namerané výsledky.

Tlakový holter pre každého lekára

BR-102 plus môže byť použitý v internej medicíne, kardiológii ako aj vo všeobecnej medicíne. Jedno zariadenie – široký rozsah použitia:

- Screening (zachytenie pacientov s hypertenziou)
- Kontrola liečebného procesu (napr. zhodnotenie efektivity predpísaných liekov)
- Monitoring

Veľké možnosti v malom prístroji!

Máte možnosť voľby medzi dvomi verziami:

1. Meranie pomocou obidvoch zabudovaných metód, auskultačnej a oscilometrickej, kde je oscilometrické meranie použité ako záložne pre zvýšenie presnosti každého merania. Auskultačná metóda merania zvyšuje presnosť meraní u pacientov s arytmiou alebo predsieňovou fibriláciou.

2. Výhradne oscilometrická metóda – umožňuje kvalitné meranie tlaku krvi bez použitia mikrofónu.

- Dĺžka záznamu 24 alebo 48 hodín
- Jednoduché ovládanie prístroja pomocou dvoch ovládacích tlačidiel
- Špeciálny algoritmus pre vyšetrenie dospelých aj detí
- Jednoduché programovanie až štyroch individuálnych meracích programov
- Pacient môže kedykoľvek spustiť dodatočné meranie
- Záznam až 200 meraní v 24h perióde
- USB rozhranie pre prenos dát do PC

Možnosti rozšírenia

- 1351050
Malá tlaková manžeta pre BR-102
- 1351051
Stredná tlaková manžeta pre BR-102
- 1351052
Veľká tlaková manžeta pre BR-102

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991

