


DIACARE 5000



Výrobca: Globus



Zariadenie DIACARE 5000 stimuluje tkanivá a zvyšuje prekrvenie prostredníctvom vazodilatácie (rozšírenia ciev), čím znižuje závažnosť prebiehajúceho problému. Stimuláciou mikrocirkulácie zariadenie obnovuje normálne zásobovanie zapálených oblastí kyslíkom a živinami a zvyšuje účinnosť regenerácie organizmu.

TECAR terapia nájde svoje využitie ako v bežnej rehabilitačnej praxi tak aj v beauty centrách a najmä v športovej medicíne kde patrí medzi najčastejšie využitie regenerácia a relaxácia svalov bezprostredne po športovom výkone a liečba opuchov v dôsledku poúrazových stavov.

Zariadenie DIACARE 5000 je efektívne pri liečbe ochorení ramien, kolien, členkov, chrbtice, rúk a kostných kĺbov, ako aj bolestí chrbta, ochorení koreňov nervov bedrovej časti miechy a zápalov kostných kĺbov.

Prvé výsledky sa dostavujú už po prvej procedúre vo forme úbytku bolesti a opuchu, jasných prejavov hojenia.

Vďaka stimulácii lymfatického systému sa regeneračné procesy urýchľujú a čas potrebný na liečbu sa významne znižuje.

Prístroj pracuje v dvoch modalitách: v kapacitnom aj rezistentnom (odporovom) režime.

Dodávka obsahuje:

- 1 Kufrík
- 1 Zariadenie DiaCare 5000
- 1 Kapacitný nástavec s tromi veľkosťami elektród priemeru 30-50-70 mm
- 1 Odporový nástavec s tromi veľkosťami elektród priemeru 30-50-70 mm
- 1 Platničková elektróda

Technická špecifikácia:

Výkon zariadenia až do 200W

Váha prístroja 900 g

Dotykový displej

Napájanie na sieť

2 výstupy

Pracovná frekvencia: 570 kHz

Rozmery: 17x22x6 cm

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991