

DUO 200



Výrobca:

Elektroterapeutický prístroj DUO 200 (200300398)

2-kanálový elektroterapeutický prístroj

Terapie:

Elektroterapia, 2 a 4 pólová, 2 kanály s možnosťou samostatne nastaviteľnej intenzity

Prúdy:

21 prúdov (dyadinamické, TENS, stimulačné, interferenčné (2 a 4 pólové, dvoj-pólové vektorové pole)
Diagnostické programy
Ionoforéza
CC a CV mód

Funkcie:

- Ciele a indikačný zoznam

Voliteľné príslušenstvo

- 25000657
Viskóza navliekacia pre elektródu 4x6
- 25000658
Viskóza navliekacia pre elektródu 6 x 8 cm
- 25000659
Viskóza navliekacia pre elektródu 8x12
- 25000689
Sieťová šnúra
- 25007348
Vaginálna sonda stimulačná
- 25007349
Análna sonda stimulačná
- 25007858
Samolepiace adhezívne elektródy 3,8 x 5 cm (sada 4ks)
- 25007860
Samolepiace adhezívne elektródy 5 x 10 cm (sada 4ks)
- 25008919
Testovací a prepojovací adaptér 2x4 mm samička
- 25008934
Elastický fixovací pás 5 x 30 cm
- 25008935
Elastický fixovací pás 5 x 60 cm
- 25008936
Elastický fixovací pás 5 x 120 cm
- 25009943
Stimulačná elektróda s viskózou 15 mm
- 25009958
Gumová elektróda 4 x 6 cm
- 25009959
Gumová elektróda 6 x 8 cm / GYMNA
- 25009960
Gumová elektróda 8 x 12 cm / GYMNA
- 250108725
Elektródový kábel špirálový s dvoma koncovkami
- 250113334
Adaptér 4>2 mm na samolep. elektródy
- 250115790
Adaptér 6>3 DIN VAG/ANAL sonda
- 250117128
Návod na použitie pre DUO 200 fotky pre uloženie elektród
- 250117210



Prístrojový vozík MOBIL 700 (bledošedý)

- 250117215
Držiak na fľaše k vozíku MOBIL 700
- 250117220
Extra polica so zásuvkou k vozíku MOBIL 700
- 2501201
Ochranné okuliare pre laserovú terapiu
- 25012166
Rektálna sonda stimulačná

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991